



**ES** - Instrucciones para la utilización de gafas fotoprotectoras  
Modelo: SafeLightPro F-2 / F-5

### **Ámbito de utilización**

Las gafas fotoprotectoras SafeLightPro garantizan una protección ocular eficaz de la luz durante la utilización de aparatos de depilación HPL/IPL y protegen de lesiones en los ojos y la cara provocadas por la acción mecánica. Las lentes están hechas de policarbonato a prueba de golpes. Las gafas cumplen con los requisitos de la norma europea DIN EN 166: 2001 & DIN EN 170: 2002, anexo II de la Directiva sobre EPI 89/686/EWG.

### **Almacenamiento, limpieza y cuidado**

Guarde las gafas fotoprotectoras en un lugar que esté limpio, seco y libre de polvo. Evite guardarlas en lugares expuestos a la radiación solar y su contacto con productos químicos o con sustancias abrasivas.

Limpie las gafas fotoprotectoras con agua y jabón y, a continuación, séquelas con un paño de microfibra suave. Asegúrese de que no haya pelusas en el paño. En caso necesario, puede utilizarse un desinfectante de uso doméstico que no sea agresivo. No utilice productos de limpieza abrasivos (por ejemplo, abrasivo líquido).

### **Aviso de seguridad**

- La montura, las patillas y las lentes están hechas de policarbonato. Si tuviera alguna reacción alérgica al material, le rogamos que acuda inmediatamente a un médico.
- Las gafas protegen frente a partículas con baja energía de impacto (45 m/s) y solo ejercen esta función a temperatura ambiente.
- Le rogamos que tenga en cuenta que esta función protectora se ve comprometida cuando estas gafas se llevan sobre gafas correctoras convencionales.
- Asegúrese de que las gafas fotoprotectoras queden ajustadas de manera cómoda y personalizada durante su uso. Para ajustarlas correctamente, las patillas pueden regularse en 4 posiciones distintas.
- Lleve puestas las gafas fotoprotectoras siempre que maneje el aparato de depilación HPL/IPL.
- Estas gafas fotoprotectoras ofrecen protección adicional contra los rayos UV.
- Estas gafas fotoprotectoras están especialmente concebidas para proteger los ojos de la radiación lumínica y UV, por ejemplo, durante la utilización de aparatos de depilación HPL/IPL o de aparatos lumínicos UV, si bien no son adecuadas para otras actividades (tales como trabajos de soldadura, con dispositivos láser, etc.).
- No utilice estas gafas fotoprotectoras durante el crepúsculo ni el amanecer o durante la noche.
- Pese a llevar las gafas fotoprotectoras, no debe mirar directamente al sol.
- Compruebe periódicamente la funcionalidad de las gafas protectoras y la presencia de daños en las mismas.
- No siga utilizando las gafas fotoprotectoras si nota que han sufrido algún tipo de daño (por ejemplo, si una patilla estuviese rota o tronchada, las lentes se hubiesen roto, rayado o empañado y la limpieza no lo pudiese remediar).
- Las lentes no son intercambiables.
- Las gafas no deben alterarse; de lo contrario la protección no estará garantizada.
- Su uso inadecuado y el incumplimiento de las normas y advertencias que se dan en las presentes instrucciones pueden dar lugar a que se produzcan daños en la salud.
- Por favor, guarde cuidadosamente estas instrucciones.

**Vida útil:** Si se siguen las instrucciones de uso, almacenamiento y limpieza, las gafas protectoras podrán utilizarse durante un periodo aproximados de seis meses desde que se extraigan de su embalaje. En todo caso, se recomienda cambiarlas transcurrido un plazo de tres años de almacenamiento o antes si presentaran signos claros de deterioro.

**Declaración de identificación**

**Montura (soporte):**

EN166 Norma de ensayo  
F Resistencia mecánica: Protección contra partículas de alta velocidad,  
baja energía de impacto (45 m/s)  
CE Marcado CE = cumple con los requisitos de la Directiva de la UE 89/686

**Lentes:**

2-5 Protección contra rayos UV  
AGETE Identificación del fabricante  
1 Categoría óptica  
F Resistencia mecánica: Protección contra partículas de alta velocidad,  
baja energía de impacto (45 m/s)  
CE Marcado CE = cumple con los requisitos de la Directiva de la UE 89/686

**Fabricado: Octubre 2018**

**Batch número: 15864**

**Certificado de examen CE de tipo:**

**[www.agetech24.de](http://www.agetech24.de)**

**Institución de certificación:**

ECS GmbH – European Certification Service  
Protección ocular y equipo de protección personal  
Organismo notificado: 1883  
Hüttfeldstraße 50  
73430 Aalen  
ALEMANIA

**Fabricante:**

AGETECH GmbH  
Gartenfelder Straße 29-37  
13599 Berlín  
ALEMANIA

Fabricado en Taiwán